



EPSIMED



¡CONTACTANOS!

isales@epsimed.com

GO2VENT

Nuevo etiquetado fácil de configurar

- El nuevo etiquetado 1,2,3 permite un uso sencillo al configurar el GO2VENT en un paciente.
- Nuevo etiquetado codificado por colores para relacionar ajustes al manómetro de presión rangos.

Nuevo manómetro

- El nuevo manómetro VORTAN está certificado MRI Condicional
- GO2VENT ahora está completamente certificado MRI Condicional
- Perfecto para resonancia magnética/tomografía computarizada, transporte y desastres preparación.

Nuevos controles de entretenimiento

- Nuevo arrastre de cambio rápido permite cambiando de 50% a 100% FiO2 durante operación.
- Nuevos colores blanco y verde para identificar Suministro de conexión de gas para los EE. UU. y Normas europeas

VORTAN® Medical se complace en anunciar la próxima generación de nuestro monitor de presión de vía aérea, el **APM-Plus**.

El **APM-Plus** es un dispositivo portátil, autónomo, que funciona con baterías (2 x AA) diseñado para monitorizar la respiración de pacientes conectados a reanimadores como el **GO2VENT®** o dispositivos **CPAP**.

APM-PLUS

- Proporciona a los médicos parámetros de ventilación del paciente (PIP, PEEP, frecuencia respiratoria, tiempo inspiratorio, tiempo espiratorio y relación I: E).
- Presión en tiempo real en modo PAP.
- Visualización de alarmas con LED parpadeante y alarma audible fuerte.
- Proporciona las siguientes alarmas totalmente ajustables.



- PIP alto, PEEP bajo, frecuencia alta, no ciclado (modo reanimador).
- Alerta de alta presión, baja presión y deriva de presión (modo PAP).
- Permite a los médicos tener una noción real del estado del paciente similar a un ventilador con todas las funciones.
- Fácil de configurar y utilizar.



EPSIMED

12930 SW 128TH ST #102 MIAMI, FL USA 33186
WWW.EPSIMED.COM

GO2VENT



EPSIMED LLC representantes autorizados para Latinoamérica
por Vortran Medical y XEROX HealthCare.



VORTRAN MEDICAL



Contáctenos: isales@epsimed.com / Tel.+1 786.622.6178